



000/0160.012/20

Gants en latex MEDIUM - sans poudre

Les gants en latex sont des gants élastiques pour la protection de l'utilisateur comme pour celle du patient. La coupe serrée exacte garantit une tangibilité optimale.

Propriétés

Taille: Medium. Les gants en latex sont faits de 100% latex naturel et ont une résistance à la rupture importante. La couleur blanche naturelle a des caractéristiques anti-réfléctives pour éviter toute distraction. Faible teneur en protéines et allergènes latex. Usage unique. Non poudré. Ils répondent à la norme EN 455-1, 455-2. Les gants en latex sont sans coutures, ambidextres (c.à.d. on peut les employer pour les deux mains) et prévus d'une manchette enroulée et renforcée. Ils sont emballés dans un distributeur de 100 pièces. Nous disposons de quatre tailles: S, M, L et XL.

	S	M	L	XL
Longueur	Min. 240mm			
Epaisseur du bout du doigt	0.12mm $\pm$ 0.03mm			
Epaisseur de la paume	0.11mm $\pm$ 0.03mm			
Largeur de la paume	84mm $\pm$ 3mm	94mm $\pm$ 3mm	105mm $\pm$ 3mm	113mm $\pm$ 3mm
Charge de rupture avant vieillissement	Min. 9 Newton			
Charge de rupture après vieillissement	Min. 6 Newton			
Taux d'humidité	Max. 0.8% par gant			
Résidu du poudre	Max. 2 mg par gant			

Contenu

Boîte 100 pièces.

Préservation

Conserver à une température ambiante. Eviter les rayons du soleil. Date d'expiration : 60 mois après la date d'expiration si on les conserve dans un endroit sombre, frais et sec. Produit individuel : voir emballage.

Les gants en latex sont des dispositifs médicaux.

