

000/0160.413/20



MExT doigtier bleu

Le **doigtier bleu** MExT est un doigtier en résine imperméable d'une grande élasticité et d'une remarquable souplesse. Sans latex !



Propriétés

- Dimensions:
- longueur: 75 mm (de l'extrémité au bord roulé), diamètre: 18 mm (intérieur).
- Doigtier en résine imperméable.
- Poudré.
- Sans latex.
- Grande élasticité et très souple.
- Sans couture.
- Assure une bonne sensibilité tactile.
- N'entrave aucunement la circulation, même en cas de port prolongé.
- Récupère lentement sa forme initiale après avoir été étiré.
- Ainsi, il n'est ni gênant, ni serrant.
- Propriétés diélectriques excellentes.
- Inodore et ne donne aucun goût particulier.
- Résiste aux hydrocarbures aliphatiques comme des essences et de la paraffine, aux alcools, au point d'ébullition élevé, à l'éthylène glycol, au butanol, e.a.
- Résiste également aux graisses et aux huiles minérales, ainsi qu'aux acides et aux solutions détersives.
- Ne résiste pas aux acides oxydants, comme l'acide azotique, l'acide fluorhydrique, l'acide phosphorique.
- Il sera également plus ou moins corrodé par des solvants ou des diluants utilisés avec des vernis, comme l'éther, l'acétone, les hydrocarbures chlorés et le benzène.
- Le colorant bleu ne présente aucun danger pour la santé et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Contenu

- Boîte 30 unités.

Préservation

- Date d'expiration : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- Conserver à température ambiante, dans un endroit frais et à l'abri des rayons du soleil.

Le MExT doigtier bleu est un dispositif médical.

Version: 02/05/2024