

000/1000.504/10



Boîte de secours autobus

La boîte de Secours Autobus Belgique est conforme à la législation belge concernant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles affectés aux transports rémunérés des personnes ou aux transports gratuits légalement assimilés à ces derniers. Il s'agit d'une boîte de secours du type "universel".

Propriétés

- Dimensions: 26 x 17 x 8 cm.
- La boîte répond à l'A.R. du 15/03/1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (M.B. 28.03.1968) – Chapitre VII: Aménagement; Art. 71: Coffret de secours; §1. Boîte d'ABS léger, étanche à l'eau et aux poussières.
- La boîte peut être fixée au mur à l'aide de la fixation murale.

Contenu

Bande extensible (6cm)	1
Bande extensible (8cm)	1
Pansement cohésif MExT (8cm)	1
Pansement compressif (8x10cm)	1
Pansement compressif (10x12cm)	2
Écharpe triangulaire (0,96x0,96x1,36m)	3
Compresse (5x5cm)	10
Epingles de sûreté - 10u	1
Hybin, solution hygiénique (30ml)	1
Carte de premiers secours - néerlandais	1
Carte de premiers secours - français	1
Sparadraps (19x72mm)	10

La boîte de secours autobus Belgique contient des dispositifs médicaux.

Version: 05/05/2024

