

000/1000.551/20



Splinter kit

Le Splinter Kit est notre boîte de secours complète pour enlever minutieusement des échardes de bois et de métal et pour soigner la peau endolorie ou blessée. Un sac pratique et facile à emporter comprenant un livret d'informations avec instructions claires et simples.



Propriétés

- Dimensions: 18 x 12 x 12 cm.
- Kit complet.
- Informations et instructions claires et simples rassemblées dans un livret solide.
- Sac en polyester avec poignée.
- Dimension pratique aussi bien pour le ranger que pour l'emporter.
- Compartiments pratiques.
- Etiquette claire et bande fluorescente.

Applications

- Enlèvement d'échardes de bois et de métal.
- Soins de la peau après enlèvement de l'écharde.

Contenu

- Pincette d'échardes avec loupe.
- Pince Feilchenfeld.
- Duoskin+, sparadraps imperméables (7 x 2 cm) - 12 pièces.
- Curvax, pommade hydratante pour la peau sèche et sensible (50 ml).
- Compresses (5x5cm) – 5 pièces.
- Doigtiers MExT bleus – 5 pièces.
- Finbo, Pansements de soutien pour le doigt Large – 5 pièces.

- Hybin, Solution hygiénique (30 ml).
- Livret d'informations avec instructions.

Le splinter kit contient des dispositifs médicaux.

Version: 29/04/2024

