

000/0010.041/30



Finbo EXTRA LARGE, pansement de soutien radial pour le doigt

Le Finbo® est un doigtier individuel qui permet à l'utilisateur de continuer son travail d'une façon hygiénique et sans problèmes.



Propriétés


- Dimensions: XLarge.
- Pansement tubulaire enroulé.
- Élastique.
- Ne s'effiloche pas.
- Grand pouvoir absorbant.
- 65% coton.

Applications

- Pansement de soutien pour le doigt.
- Protection d'une plaie, des sutures.
- Fixation d'un sparadrap ou d'une compresse.
- Usage unique.

Utilisation

- Déroulez la bague inférieure du pansement le long du doigt.
- Tournez le bout du pansement à 360°.
- Déroulez la bague supérieure au-dessus de la première couche du pansement.



Contenu

Boîte 30 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 60 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 07/05/2024