

000/0010.130/20



Elmox, pansement autoadhésif spongieux pour les doigts

Modèle distributeur pratique inclus

Elmox est un pansement autoadhésif pour les **doigts** pour soigner les petites blessures courantes, rapidement et de façon hygiénique.



Propriétés

- Dimensions: 6 x 200 cm.
- Légèrement absorbant et élastique.
- Ne colle ni à la peau, ni aux poils, ni à la plaie.
- Déchirable à la main.
- Continue à coller après contact avec de l'eau.
- Contient 30% de latex (peut provoquer des réactions allergiques auprès des personnes ayant une allergie au latex).

Applications

- Usage unique.
- Pansement pour doigts.
- Pour soigner des blessures peu exsudatives.
- Peut aussi être utilisé comme compresse ou moyen de fixation.

Utilisation

- Retirer le pansement de son film d'emballage avant utilisation et le faire glisser dans la fente de la boîte distributrice.

- Appliquer sur une peau sèche et propre et bien presser.
- Pour utiliser comme compresse: plier sur plusieurs couches, appliquer sur la blessure et fixer.
- Remplacer le pansement quand il est mouillé.



Contenu

Boîte distributrice 1 pièce

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 02/05/2024