

000/0020.022/30



Elwo, sparadrap adhésif élastique et long

L'Elwo superabsorbant est le sparadrap idéal pour les doigts, les paumes et d'autres endroits difficiles à soigner, grâce à la longue bande adhésive élastique. La bande élastique de 18 cm offre une sensibilité maximale aux bouts des doigts et aux plis : on peut continuer le travail librement.



Propriétés


- Dimensions: 18 x 2 cm.
- Elasticité élevée: permet de soigner facilement des endroits généralement difficiles à traiter; garantit une mobilité optimale lors de l'usage.
- Résiste à l'eau et à la graisse.
- Structure asymétrique (2 cm de sparadrap, 3,5 cm de coussin, 12,5 cm de sparadrap).
- La longue bande adhésive renforce l'adhésion.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en oxyde de zinc.
- Couleur neutre.
- Compresse anti-adhérente et superabsorbante.
- Facile à appliquer.
- Emballé individuellement.
- Boîte de distribution pratique.

Applications

- Coupures et écorchures.
- Sparadrap idéal pour les doigts.
- Convient pour les travaux manuels intensifs.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, infectées ou saignant fortement.
- Usage unique.

Utilisation

- Désinfecter la blessure.
- Appliquer sur une peau sèche et propre et bien presser.
- Remplacer le sparadrap quand il est mouillé.



Contenu

boîte de 70 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 01/05/2024