

000/0020.035/30



Elwo bleu, sparadrap long, élastique et métallique détectable

L'Elwo bleu est le pansement idéal pour les doigts. La longue bande adhésive élastique de 18 cm offre une sensibilité maximale aux bouts des doigts et aux plis : on peut continuer le travail librement.



Propriétés

- Dimensions: 18 x 2.5 cm.
- Couleur bleue.
- Métal détectable. Si, pendant le processus de production, un sparadrap est tombé dans le produit, on peut le détecter à l'aide d'un appareil de détection grâce à la présence d'un film d'aluminium sous la compresse et de ce fait l'enlever.
- La longue bande adhésive renforce l'adhésion.
- Résiste à l'eau et à la graisse.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en oxyde de zinc.
- Elasticité élevée: permet de soigner facilement des endroits généralement difficiles à traiter; garantit une mobilité optimale lors de l'usage.
- Facile à appliquer.
- Emballé individuellement.

Applications

- Coupures et écorchures.
- Sparadrap idéal pour les doigts.
- Convient pour les travaux manuels intensifs.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, infectées ou saignant fortement.
- Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.
- Usage unique.

Utilisation

- Désinfecter la blessure.
- Appliquer sur une peau sèche et propre et bien presser.
- Remplacer le sparadrap quand il est mouillé.



Contenu

Boîte 60 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 20/04/2024