


000/0020.053/00



Sparadrap, bleu (2cm x 5m)

Le sparadrap bleu est utilisé pour fixer d'autres pansements.

Propriétés

- Dimensions: 0.02 x 5 m.
- Film de polyéthylène bleu.
- Microperforé.
- Facilement déchirable à la main.
- Emballé individuellement.

Applications

- Fixation de pansements.
- Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.
- Usage unique.

Contenu

1 rouleau

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 21/05/2024