



000/0020.060/20

Assortiment de sparadraps

L'assortiment de sparadraps contient 20 sparadraps.

Propriétés

- Pansements aérés, antiadhérents en polyéthylène.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en acrylique.
- Haut pouvoir absorbant.
- Emballés individuellement.
- Couleur chair.
- S'enlèvent sans douleur.

Applications

- Coupures et écorchures superficielles.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, infectées ou saignant fortement.
- Usage unique.

Utilisation

- Désinfecter la blessure.
- Appliquer sur une peau sèche et propre et bien presser.
- Remplacer le sparadrap quand il est mouillé.

Contenu

- 2 pièces: 7,2 x 4,9 cm
- 10 pièces: 7,2 x 1,9 cm
- 4 pièces: 7,2 x 2,5 cm
- 4 pièces: diamètre 2,2 cm

Préservation

- Date d'expiration: 59 mois après la date de fabrication.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 26/04/2024

