



000/0020.076/30

Relwo bleu, sparadrap élastique et métallique détectable en rouleau

Grâce à son élasticité, le Relwo bleu qui est résistant à l'eau et à la graisse, convient pour le traitement de la plupart des blessures.



Propriétés

- Dimensions: 0.06 x 10 m.
- Résiste à l'eau et à la graisse.
- Couleur bleue.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en oxyde de zinc.
- Détectable à l'aide d'un appareil de détection de métaux professionnel grâce à la présence d'un film d'aluminium sous la compresse.

Applications

- Usage unique.
- Coupures et écorchures superficielles.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, ouvertes, infectées ou saignant fortement.
- Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.

Utilisation

- Désinfecter la blessure.
- Appliquer sur une peau sèche et propre et bien presser.
- Remplacer le sparadrap quand il est mouillé.

Contenu

En boîte (1 rouleau)

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 30°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 20/04/2024