

000/1000.560/20



Travel kit XL

Le Travel kit XL contient un assortiment qualitatif et étendu de matériel de premiers secours spécifiques en cas d'accident pendant le voyage. Le kit est compact et peut être emporté partout.



Propriétés

- Dimensions: 18 x 12 x 12 cm.
- Sac en nylon (18x12x12cm) avec poignée.
- Dimension pratique aussi bien pour le ranger que pour l'emporter.
- Compartiments pratiques.
- Extérieur et intérieur: nylon rouge (420D).
- Bande fluorescente pour augmenter la visibilité.
- Espace prévu pour rajouter des effets personnels.

Applications

- Idéal pour donner les premiers secours en cas d'accidents en voyage.

Contenu

- 1 Hylo, lotion hygiénique (50ml)
- 1 Flamex, pommade pour peau échauffée (50ml)
- 1 Apidar, pommade pour les piqûres d'insectes (50ml) (50ml)
- 1 Pansement cohésif (0.08x4m)
- 1 Pince Feilchenfeld
- 1 Waup, lingettes nettoyantes – 5 Units
- 1 Echarpe triangulaire (0,96x0,96x1,36m)
- 1 Pansement compressif (8x10cm)
- 1 Dessavon+, gel nettoyant (100ml)
- 1 Cutastrip, sutures cutanées – 5x3 Strips

1 Assortiment de sparadraps – 20 Units

Le travel kit XL contient des dispositifs médicaux.

Version: 02/05/2024

