

000/0030.012/12



Compresse stérile 1/16 (8cm x 5 cm)

La compresse stérile MExT a un bon pouvoir absorbant, une très grande résistance, et maintient sa fermeté aussi bien sèche qu'humide.

Propriétés

- Dimensions: 8 x 5 cm.
- Très grande résistance: maintient sa fermeté aussi bien sèche qu'humide.
- Facilement saisissable et très maniable.
- Donne une bonne ventilation grâce à la perméabilité à l'air et à la buée.
- Composition: 100% coton.

Applications

- Nettoyage et couverture de la blessure, spécialement dans des circonstances où on est exigeant concernant la résistance du matériel.
- Usage unique.

Préservation

- Date d'expiration: 60 mois après la date de production.
- Produit individuel : voir emballage.

La compresse stérile est un dispositif médical.

Version: 04/05/2024