

000/0030.014/12



Compresse stérile (10 x 10 cm)

La **compresse stérile MExT** a un bon pouvoir absorbant, une très grande résistance, et maintient sa fermeté aussi bien sèche qu'humide.

Propriétés

- Dimensions: 10 x 10 cm.
- Très grande résistance: maintient sa fermeté aussi bien sèche qu'humide.
- Facilement saisissable et très maniable.
- Permet une bonne ventilation grâce à sa perméabilité.
- Composition: 100% coton.

Applications

- Nettoyage et couverture de la blessure, spécialement dans des circonstances où on est exigeant concernant la résistance du matériel.
- Usage unique.

Préservation

Date d'expiration:

- 60 mois après la date de production.
- Produit individuel: voir emballage.

La compresse stérile est un dispositif médical.

Version: 01/05/2024