


000/2100.003/00



Attelle gonflable - JAMBE

Les attelles gonflables permettent une première fixation en cas de fractures de la main, du bras, de la jambe et du pied ou en cas d'entorses.

Propriétés

Dimensions: 80 x 25 cm. Gonflables. Réutilisables. Emballage compact. Facile à appliquer.

Utilisation

Appliquer l'attelle autour de la jambe ou du bras. Fermer la fermeture éclair. Gonfler doucement.

Contenu

Pièce - jambe.

Préservation

Conservation illimitée. Protéger contre l'endommagement.
Les attelles gonflables sont des dispositifs médicaux.

Version: 28/04/2024