

000/5170.113/20

## Thermomètre infrarouge Omron



Ce thermomètre infrarouge sans contact permet une mesure claire, confortable et rapide de la température au front.

En outre, le thermomètre peut être utilisé pour mesurer la température des surfaces et la température ambiante.

### Propriétés

- Type: Omron GentleTemp 720 (MC-720-E)
- Dimensions: 15.3 x 4.5 x 4.1 cm
- Mesure rapide en 1 seconde
- Grand écran avec rétroéclairage
- Affichage numérique à 3 chiffres
- Mémorisation des 25 dernières mesures
- S'arrête automatiquement (pour prolonger la durée de vie de la pile)
- Durée de vie de la pile: au moins 2.500 mesures

- Poids: ca. 90 g (pile incluse)
- 3 années de garantie à partir de la date d'achat

## Applications

Mesure 3 en 1 de la température frontale, de la température des surfaces et de la température ambiante

## Utilisation

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le thermomètre.

## Contenu

L'emballage contient:

- Thermomètre Gentle Temp 720
- 1x pile CR2032
- Capuchon de sonde
- Mode d'emploi

**Version: 29/04/2024**