



000/0020.014/30

Duoskin bleu, film dermique imperméable à l'eau (10x8cm)

Idéal en combinaison avec [Coohy](#), compresse Hydrogel refroidissante

Duoskin bleu est un film dermique semi-perméable, composé d'un film fin en polyuréthane. Voilà pourquoi ce pansement est idéal pour l'usage dans l'industrie agro-alimentaire pour recouvrir et fixer des plaies.



Propriétés

- Dimensions: 10 x 8 cm.
- Film bleu souple et respirant, composé de polyuréthane.
- Ne laisse pas passer l'eau ni les bactéries.
- Hypoallergénique.

Applications

- Usage unique.
- Pour la fixation des compresses et le recouvrement des pommades.
- Appliquer seulement sur une peau saine.
- Idéal pour l'usage dans l'industrie agro-alimentaire.

Utilisation

- Enlever les films protecteurs 1 et 2 et appliquer le film sur une peau sèche et propre.
- La compresse/pommade doit être totalement couverte.
- Éloigner le film protecteur 3 et bien presser.



Contenu

Boîte 25 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 59 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 28/04/2024