

000/5170.101/20

Thermomètre Omron à embout souple

Ce thermomètre numérique résistant à l'eau est un thermomètre très fiable de haute qualité. En plus la mesure ne s'effectue qu'en 1 minute ; et il peut être utilisé par voie orale, rectale et axillaire.



Propriétés

- Dimensions: 16 x 6 x 2 cm.
- Thermomètre numérique à utiliser par voie orale, rectale ou axillaire.
- Résistant à l'eau.
- Ecran à cristaux liquides avec 3 chiffres.
- Celsius et Fahrenheit réglable.
- Un "bip" indique que la mesure est prise.
- Mémorisation de la dernière mesure.
- La pile peut être remplacée.

- Thermomètre arrête automatiquement (pour prolonger la durée de vie de la pile).
- 3 années de garantie.

Utilisation

voir mode d'emploi inclus

Contenu

pièce

Le thermomètre digital est un dispositif médical.

Version: 22/09/2026