

000/5170.104/20

Thermomètre auriculaire Omron Gentle Temp 533



Avec l'OMRON Gentle Temp 533, la température corporelle peut être mesurée de manière sûre, confortable et rapide, idéal pour une utilisation quotidienne à domicile.

Propriétés

- Thermomètre auriculaire infrarouge
- Mesure rapide en 1 seconde
- Résultats précis
- Totalement silencieux
- Résistant à l'eau
- 30 mémoires
- Facile à nettoyer
- Les embouts ne sont pas nécessaires

- Sélection Celsius/Fahrenheit
- Rétroéclairage
- Plage de mesure: +34.0 tot 43.0°C
- Précision demesure: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ entre 34°C et 43°C

Applications

Cet appareil est utilisé par des personnes en bonne santé et/ou des patients susceptibles de présenter une température corporelle anormale, dans un cadre domestique général, afin de mesurer la température à partir du tympan.

Cet appareil est conçu pour un usage multiple par plusieurs patients.

Utilisation

Le Gentle Temp 533 est un thermomètre auriculaire numérique qui mesure la chaleur infrarouge du tympan et la convertit en une température orale équivalente. L'appareil convient à une utilisation à domicile aussi bien pour les adultes que pour les enfants et offre une mesure en 1 seconde avec des résultats précis, sans embout de sonde.

Contenu

1 pièce/boîte

Préservation

- Autonomie des piles: env. 1.100 mesures dans des conditions de stockage normales
- Conserver à une température entre -20°C et 55°C, avec une humidité relative de 15 à 95%

Le thermomètre auriculaire digital est un dispositif médical.

Version: 21/09/2026