

000/1000.556/20



## Limpkit

Le Limpkit contient tout les dispositifs d'urgence permettant d'effectuer les soins de premiers secours les plus efficaces et de transporter le segment amputé dans des conditions optimales augmentant ainsi les chances de réussite de la greffe. Idéal pour les lieux où il n'y a pas d'eau et/ou de la glace.



### Propriétés

- Dimensions: 24 x 18 x 12 cm.
- Sac isotherme en polyester avec poignée : refroidissement garanti pendant 2 heures.
- Refroidit de 24°C à 6°C endéans les 30 minutes.
- Dimension pratique aussi bien pour ranger que pour emporter.
- La matière flexible permet de ranger le sac dans des endroits étroits.
- Etiquettes et bande fluorescentes.
- Livret d'informations MExT avec des instructions simples et pratiques.

### Applications

- Premiers soins en cas d'un segment amputé (doigt, main, bout du doigt ...).
- Outil pratique et hygiénique pour transporter le segment amputé à l'hôpital.

### Utilisation

- Pour un effet refroidissant continu, n'arrêtez pas de bouger le sac isotherme une fois que les compresses froides Inic sont activées.

### Contenu

- 2 Echarpes triangulaires (0,96 x 0,96 x 1,36m)
- 1 Ciseaux brancardier
- 1 Pansement compressif (8x10cm)
- 1 Garrot tourniquet
- 2 Sachets de gants en nitrile (sans poudre)
- 1 Carte de premiers secours - néerlandais
- 1 Carte de premiers secours - français
- 1 Couverture isotherme (1.6 x 2.2m)
- 3 Inic, compresse froide instantanée
- 5 Compresses (10x10cm)
- 1 Sparadrap Silk (0,0250 x 5 m)
- 1 Marqueur Résistant à l'eau
- 2 Sac protecteur en plastique (300x400mm)
- 1 Limpkit carte d'aide

Le limpkit contient dispositifs médicaux.

**Version: 02/05/2024**

