

000/2000.001/00



Brancard pliable avec housse

En Europe, le brancard pliable est le type de brancard qui est le plus souvent utilisé. La réputation de ce brancard léger est due, entre autres, à sa force portative, à sa résistance à l'eau et à sa forme compacte.



Propriétés

- Dimensions: 205 x 53 cm.
- Longueur : 205 cm.
- Largeur : 53 cm.
- Poids : 5 kg
- Force portative : 120 kg.
- Plié : 105 x 37 x 19 cm.
- Pliable dans la longueur et transversalement.
- Toile bleue, résistante à l'eau, à renfort central. 4 pieds stables.
- Poignées préformées. 2 ceintures à fermetures quick release.
- CE-approuvé.

Utilisation

- Déplier les quatre bras dans le sens de la longueur.
- Diriger les quatre pieds vers l'extérieur.
- Tendre le brancard en poussant les charnières vers l'extérieur.

Contenu

- Pièce.

Préservation

- Le brancard pliable peut être rangé dans un sac résistant à l'eau (à poignée renforcée).

Le brancard pliable est un dispositif médical.

Version: 11/10/2026