

000/3000.010/10



Armoire à brancard remplie

L'armoire à civière est conçue pour répondre à des exigences particulièrement élevées en matière de sécurité et d'hygiène et contient une civière pliable en quatre, une boîte de premiers secours et deux couvertures isothermes.

Propriétés

- 49 x 20 x 112 cm.
- Couleur: blanche.
- Contient une civière pliable en quatre, deux couvertures isothermes et une boîte de secours MExT Standard.
- Couche résistante aux chocs et aux griffes.
- Résistante à la graisse et à l'huile.
- Très solide.
- Très grande herméticité (fermeture en mousse de caoutchouc autour de l'ouverture de la porte).
- Conçue pour répondre aux exigences particulièrement élevées en matière de sécurité et d'hygiène.
- Serrure à cylindre de sécurité avec deux clés.
- En cas d'urgence, vous ouvrez l'armoire en brisant une vitre à enfoncer au milieu de la

porte pour pouvoir disposer de la clé de réserve.

- Fermeture silencieuse.
- Longue durée de vie.
- Design intemporel.
- 1 étagère intermédiaire.

Contenu

Pièce

Préservation

- L'armoire à civière se conserve indéfiniment.

Nettoyage

-

- L'armoire résiste aux désinfectants les plus courants.

L'armoire à brancard contient des dispositifs médicaux.

Version: 02/05/2024