


000/3000.030/00



Divan d'examen

Propriétés

- Dimensions: 190 x 60 x 70 cm.
- Poids : 25 kg.
- Rempli de mousse et recouverte de skaï.
- En deux pièces.
- Appui-tête réglable à l'aide de la crémaillère automatique.
- Tuyau de renfort.
- Pieds protégés.
- Couleur : châssis blanc, revêtement bleu.

Contenu

- Pièce.

Préservation

- Conservation illimitée.
- A l'abri de l'humidité.
- Résiste au chlore.

Le divan d'examen n'est pas un dispositif médical.

Version: 02/05/2024