



000/0020.076/30

Relwo bleu

Grâce à son élasticité, le Relwo bleu qui est résistant à l'eau et à la graisse. Convient pour le traitement de la plupart des blessures.



Propriétés

- Dimensions: 0.06 x 10 m.
- Résiste à l'eau et à la graisse.
- Couleur bleue.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en oxyde de zinc.
- Détectable à l'aide d'un appareil de détection de métaux professionnel grâce à la présence d'un film d'aluminium sous la compresse.

Utilisation

- Usage unique.
- Coupures et écorchures.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, infectées ou saignant fortement.
- **Peut être utilisé dans l'industrie agro-alimentaire.**

Contenu

- En boîte.

Préservation

- A conserver dans un endroit sec et frais, à température ambiante.
- Date d'expiration : 36 mois après la date de fabrication.
- Produit individuel: voir emballage.

Le Relwo bleu est un dispositif médical.

